

Coniglio Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q08481

Numero articolo: CM0010748

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato anti-CD31/PECAM1 di coniglio per citometria a flusso. Rileva il CD31 di topo e ratto, una molecola di adesione cellulare cruciale per la migrazione transendoteliale dei leucociti e le interazioni cellula-cellula endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
Note/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	5175
Gene ID (Mouse)	18613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 del CD31 murino (NP_001292086.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse, Rat
SWISS	Q08481
Peso Proteico	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio