

Coniglio Anti-Mouse/Ratto Cd54 Mab - P13597

Numero articolo: CM0012803

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD54 (ICAM-1) di topo/ratto per citometria a flusso. Rileva una molecola di adesione cellulare di 59 kDa, fondamentale per la migrazione dei leucociti e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse/Rat CD54 mAb
Note/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	3383
ID gene	15894
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-485 della CD54 di topo (NP_034623.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio