

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo/Ratto Cd54 Per Fc - P13597

Numero articolo: CM0010085

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD54 (ICAM-1) di topo/ratto, validato per citometria a flusso. Adatto per studiare l'adesione leucocitaria, l'infiammazione e le interazioni tra cellule immunitarie. Reagisce con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo/ratto CD54
Annotazioni/Altri nomi	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3383
GeneID	15894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-485 della CD54 di topo (NP_034623.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio