

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Topo/Ratto Cd54 Per Citometria A Flusso - P13597

Numero articolo: CM0008395

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo/ratto CD54 (ICAM-1) coniugato per citometria a flusso. Rileva una proteina di ~59 kDa, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione dei leucociti e della migrazione trans-endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo/ratto CD54
Osservazioni/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Specie	Topo
ID gene (Umano)	3383
ID gene (Topo)	15894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-485 di CD54 di topo (NP_034623.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio