

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Myh7/ β -Mhc Per Wb, If/Icc, Elisa - P12883

Numero articolo: CM0030330



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MYH7/ β -MHC (Miosina-7). Validato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco e scheletrico, inclusi studi sulla cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYH7/ β -MHC Rabbit pAb
Note/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4625
GeneID	4625
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1700-1800 di MYH7/ β -MHC umano (NP_000248.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12883
Peso Proteico	223kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio