

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IgD Nhp - Anti-Igd Nhp

Numero articolo: CM0010799

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-IgD NHP è un anticorpo monoclonale per citometria a flusso, reattivo con IgD di scimmia cinomolga e scimmia rhesus. Ideale per la ricerca di immunofenotipizzazione nei primati non umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-IgD NHP
Specie	Scimmia cinomolga
Immunogeno	Proteina ricombinante della catena pesante dell'immunoglobulina delta di scimmia cinomolga
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Cinomolga, Rhesus
Spedizione	Borsa del ghiaccio