

Anticorpo Monoclonale Coniugato 488 Di Coniglio Anti-Igd Di Nhp - Anticorpo Monoclonale Anti-Igd Di Nhp

Numero articolo: CM0003985

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD di NHP per citometria a flusso. Progettato per il rilevamento dell'immunoglobulina D in macachi cinomolghi e reso nella ricerca sui primati non umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD di NHP
Specie	Macaco cinomolgo
Immunogeno	Proteina ricombinante della catena pesante delta dell'immunoglobulina del macaco cinomolgo
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Cinomolgo, Reso
Spedizione	Sacchetto refrigerante