

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Igd Nhp Per Citometria A Flusso - Igd Nhp

Numero articolo: CM0003972

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato all'IgD di primati non umani, adatto per citometria a flusso (FC) con cross-reattività per campioni di scimmia cinomolga e reso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-IgD NHP
Specie	Scimmia cinomolga
Immunogeno	Proteina ricombinante della catena pesante dell'immunoglobulina delta della scimmia cinomolga
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Cross-Reattività	Cinomolga, Reso
Spedizione	Sacchetto refrigerante