


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ogfod1 Per Wb, Elisa - Q8N543

Numero articolo: CM0018956



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OGFOD1 umano (TPA1), validato per Western blot ed ELISA. Riconosce la pro 3-idrossilasi da 63 kDa coinvolta nella terminazione della traduzione e nella formazione dei granuli di stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OGFOD1 Rabbit pAb
Note/Alias	TPA1; OGFOD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	55239
GeneID	55239
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di OGFOD1 umano (NP_060703.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N543
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante