


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Orc3 Per Wb, Elisa - Q9Ubd5

Numero articolo: CM0016776



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'ORC3 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per studiare la funzione del complesso di riconoscimento dell'origine, l'inizio della replicazione del DNA e la regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ORC3 Rabbit pAb
Note/Alias	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23595
ID Gene	23595
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 dell'ORC3 umano (NP_036513.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBD5
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio