

Coniglio Anticorpo Monoclonale Anti-P70 S6 Kinase 2 Per Wb - Q9Ubs0

Numero articolo: CM0006227

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio rileva la chinasi beta-2 della proteina ribosomiale S6 (p70 S6K2) umana, murina e ratto, una chinasi chiave della via mTOR. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	p70 S6 Kinase 2 Coniglio mAb
Note/Alias	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 Kinase 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6199
ID Gene	6199
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-120 della p70 S6 Kinase 2 umana (Q9UBS0)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UBS0
Peso Proteico	53 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio