

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Perk Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Numero articolo: CM0019889



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il PERK umano (EIF2AK3/PEK), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva il PERK umano, murino e di ratto. Uno strumento essenziale per la ricerca sulla risposta alle proteine non correttamente ripiegate e sulla segnalazione dello stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PERK Rabbit pAb
Note/alias	PEK; WRS; PERK
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9451
GeneID	9451
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 867-1116 del PERK umano (NP_004827.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NZJ5
Peso della proteina	125 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante