

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pig Cd138 Per Fc - K7Gnf5

Numero articolo: CM0009367

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato anti-CD138 suino (sindecano-1, proteoglicano da 32 kDa) per citometria a flusso. Mirato al dominio extracellulare (aa 23-250, UniProt K7GNF5).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Rabbit anti-Pig CD138 mAb
Osservazioni/Alias	SDC1
Specie	Maiale
Gene ID (Umano)	6382
Gene ID	100519770
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 23-250 del CD138 suino (NP_001230119.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Maiale
SWISS	K7GNF5
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio