

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Cd27 Di Maiale Per Citometria A Flusso - L7Qhb1

Numero articolo: CM0005795

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD27 di maiale per citometria a flusso. Riconosce CD27 di maiale, un recettore immunologico co-stimolatorio. Ideale per studi di attivazione e memoria delle cellule T e sorveglianza delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Pig CD27
Specie	Maiale
GenelD (Umano)	939
GenelD	100520023
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-180 di CD27 di maiale (NP_001265692.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Maiale
SWISS	L7QHB1
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio