

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Suino Cd3G - Cd3G

Numero articolo: CM0011785

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira a CD3G suino per applicazioni di citometria a flusso. Consente una rilevazione affidabile di CD3G in campioni suini, adatto per studi di immunofenotipizzazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio contro suino CD3G
Specie	Suino
ID gene (Uomo)	917
ID gene	494013
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD3G suino
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Suino
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio