

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Suino - Cd4

Numero articolo: CM0008585

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD4 suino per citometria a flusso. Validato per campioni suini, con immunogeno derivato dal dominio extracellulare del CD4 suino. Strumento affidabile per la ricerca sulle cellule T nei modelli suini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD4 suino
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Suino
ID gene (umano)	920
ID gene	404704
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Suino
Spedizione	Ghiaccio sintetico