

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Cd4 Di Suino Per Citometria A Flusso - Cd4

Numero articolo: CM0007981

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che targetizza il CD4 suino, progettato per applicazioni di citometria a flusso. Reagisce specificamente con il CD4 suino, supportando la profilazione delle cellule immunitarie nei modelli di ricerca suini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Pig CD4 mAb
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Suino
ID Gene (Umano)	920
ID Gene	404704
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-395 del CD4 di suino (NP_001001908.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività crociata	Suino
Spedizione	Sacco di ghiaccio