

Coniglio Anti-Pig Cd8A Anticorpo Monoclonale Per Fc - A0A287A9Y5

Numero articolo: CM0011303

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato ad , specifico per CD8a suino, validato per citometria a flusso. Bersaglia la glicoproteina di superficie delle cellule T coinvolta nell'immunità adattativa. Ideale per la ricerca immunologica su suini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Pig CD8a mAb
Specie	Suino
Gene ID (Umano)	925
Gene ID	396627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-184 del CD8a suino (XP_005662451.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Suino
SWISS	A0A287A9Y5
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa ghiaccio