

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Suino Cd8A Per Citometria A Flusso - A0A287A9Y5

Numero articolo: CM0010808

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro suino CD8a coniugato con , specificamente progettato per la citometria a flusso. Bersaglia la glicoproteina di superficie delle cellule T CD8a (SWISS: A0A287A9Y5) con un peso molecolare previsto di 26 kDa. Adatto per la rilevazione di cellule T citotossiche in campioni suini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio contro suino CD8a
Specie	Suino
ID gene (Uomo)	925
ID gene	396627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-184 di CD8a suino (XP_005662451.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Suino
SWISS	A0A287A9Y5
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato