

Anticorpo Policlonale Anti-Ppbp Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P02775

Numero articolo: CM0019852



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il PPBP umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con il PPBP umano (CXCL7), una chemochina coinvolta nell'attivazione dei neutrofili, nella difesa antimicrobica e nelle attività dei fattori di crescita. Adatto per la ricerca sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPBP Rabbit pAb
Note/Alias	PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; proteina basica piastrinica
Specie	Uomo
ID del gene	5473 (uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-128 del PPBP umano (NP_002695.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P02775
Peso della proteina	13kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante