

## Coniglio Anti-Puromicina Mab - Puromicina

Numero articolo: CM0012423

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Puromicina coniugato con per citometria a flusso (intracellulare). Rilevamento indipendente dalla specie per saggi di marcatura con puromicina. Adatto per l'uso come materia prima IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Coniglio anti-puromicina mAb                    |
| Note/Alias          | Puromicina                                      |
| ID Gene (Umano)     | CAS:58-58-2                                     |
| ID Gene             | CAS:58-58-2                                     |
| Immunogeno          | Composti chimici corrispondenti alla puromicina |
| Sorgente            | Coniglio                                        |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                           |
| Applicazione        | FC (intra)                                      |
| Reattività Crociata | Indipendente dalla specie                       |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                              |