

Anticorpo Monoclonale Rabbit Contro La Puromicina - Puromicina

Numero articolo: CM0010539

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato contro la puromicina per citometria a flusso intracellulare. La reattività indipendente dalla specie permette la rilevazione in tutti i modelli. Ideale per il monitoraggio della sintesi proteica e i saggi di incorporazione della puromicina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-puromicina mAb
Annotazioni/Alias	Puromicina
Gene ID	CAS:58-58-2
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti alla puromicina
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio