

Coniglio Anti-Puromicina Anticorpo Monoclonale - Puromicina

Numero articolo: CM0005708

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-puromicina di alta qualità per citometria a flusso (intracellulare). Rilevamento della puromicina indipendente dalla specie. Ideale per la ricerca sulla sintesi proteica e per gli saggi di incorporazione della puromicina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-puromicina mAb
Osservazioni/Alias	Puromicina
Specie	Coniglio
Gene ID	CAS:58-58-2
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti alla puromicina
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio