

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ralb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11234

Numero articolo: CM0028205



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RALB, convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva RALB umano, di topo e di ratto. Per studi sull'apoptosi, la migrazione cellulare e il traffico di membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RALB Rabbit pAb
Note/Alias	RALB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5899
GeneID	5899
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 di RALB umano (NP_002872.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11234
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio