

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd31 Di Ratto Per Citometria A Flusso - Q3Swt0

Numero articolo: CM0011228

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD31 di ratto, validato per la citometria a flusso. Riconosce una molecola di adesione delle cellule endoteliali piastriniche da 76 kDa, coinvolta nella migrazione transendoteliale dei leucociti e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD31 di ratto
Note/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Specie	Ratto
GeneID (umano)	5175
GeneID	29583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-585 del CD31 di ratto (NP_113779.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q3SWT0
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante