


Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Cd4 Di Ratto Per Citometria A Flusso - P05540

Numero articolo: CM0011475



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD4 di ratto (clone Ly49/Klra1) validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio della biologia dei linfociti T, della risposta immunitaria e delle interazioni con MHC di classe II. Adatto per campioni di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD4 di ratto
Annotazioni/Alias	Ly49; Klra1; Ly49s2
Specie	Ratto
ID gene (Umano)	920
ID gene	24933
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-394 di CD4 di ratto (NP_036837.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P05540
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio