


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Di Ratto Per Citometria A Flusso - P05540

Numero articolo: CM0007779



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD4 di ratto coniugato, validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il CD4 di ratto (P05540), un corecettore delle cellule T essenziale per gli studi sulla risposta immunitaria. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD4 di ratto
Note/Alias	Ly49; Klra1; Ly49s2
Specie	Ratto
ID del gene (umano)	920
ID del gene	24933
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-394 del CD4 di ratto (NP_036837.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P05540
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante