

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ratto Icam-1/Cd54 Per Fc - Q00238

Numero articolo: CM0011579

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting ICAM-1/CD54 di ratto (SWISS: Q00238). Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC), ideale per lo studio dell'adesione dei leucociti e della migrazione trans-endotheliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-ratto ICAM-1/CD54 mAb
Osservazioni/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Specie	Ratto
GenelD (Umano)	3383
GenelD	25464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-493 di ICAM-1/CD54 di ratto (NP_037099.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Ratto
SWISS	Q00238
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio