

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ratto Icam-1/Cd54 Per Citometria A Flusso - Q00238

Numero articolo: CM0004760

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ratto ICAM-1/CD54 coniugato con per applicazioni di citometria a flusso. Questo anticorpo rileva specificamente il CD54 di ratto, una molecola di adesione cellulare fondamentale nelle interazioni leucocita-endotelio e nelle risposte immunitarie. Adatto per modelli di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ratto ICAM-1/CD54
Note/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	3383
GeneID	25464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-493 dell'ICAM-1/CD54 di ratto (NP_037099.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q00238
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio