

Coniglio Anti-Ratto Ifn-Gamma Anticorpo Monoclonale () Per Citometria A Flusso - P01581

Numero articolo: CM0008659

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IFN-gamma di ratto, coniugato ad per citometria a flusso intracellulare (FC). Validato per la reattività crociata con il ratto, adatto per studi sulla risposta immunitaria e sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Ratto IFN-gamma mAb
Alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Specie	Ratto
Gene ID (Umano)	3458
Gene ID	25712
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-156 dell'IFN gamma di ratto (NP_620235.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P01581
Peso Proteico	18 kDa
Condizioni di Spedizione	Borsa del ghiaccio