


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps6Ka6 Per Wb, Elisa - Q9Uk32

Numero articolo: CM0015674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RPS6KA6 (RSK4) per WB ed ELISA. Questa chinasi serina/treonina costitutivamente attiva partecipa all'arresto della crescita cellulare dipendente da p53, ed è adatta alla ricerca su campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS6KA6 Rabbit pAb
Note/Alias	RSK4, RSK-4, p90RSK6, PP90RSK4, S6K-alpha-6, RPS6KA6
Specie	Umano
ID del gene	27330
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 646-745 di RPS6KA6 umano (NP_055311.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9UK32
Peso molecolare	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante