

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Shp/Nr0B2 Per Wb Ed Elisa - Q15466

Numero articolo: CM0024298



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SHP/NR0B2 umano (SWISS: Q15466). Validato per WB ed ELISA, reattivo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei recettori nucleari e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SHP/NR0B2
Note/Alias	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8431
ID Gene	8431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-124 di SHP/NR0B2 umano (NP_068804.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q15466
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio