

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spdya Per Wb Ed Elisa - Q5Mj70

Numero articolo: CM0019868



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio SPDYA rileva la proteina Speedy A (Spy1/RINGO A) ed è adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto, facilitando gli studi sulla transizione G1/S e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio SPDYA
Note/Alias	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	245711
ID Gene	245711
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 di SPDYA umano (NP_877433.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5MJ70
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio