

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Thumpd3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv44

Numero articolo: CM0015821

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting THUMPD3, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla modificazione e metilazione del tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THUMPD3 Coniglio pAb
Note/Alias	THUMPD3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	25917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 del THUMPD3 umano (NP_056268.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
Accessione UniProt	Q9BV44
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio