


Coniglio Anticorpo Policlonale Anti-Ubc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg48

Numero articolo: CM0026313



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBC umano (ubiquitina C) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e per gli studi sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBC Coniglio pAb
Note/Alias	HMG20; UBC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7316
Gene ID	7316
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'UBC umano (NP_066289.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P0CG48
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio