

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf217 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075362

Numero articolo: CM0026999



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ZNF217 umano per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. ZNF217 è un fattore di trascrizione repressore a dito di zinco che promuove la proliferazione cellulare e la fosforilazione AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro          | Valore                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto      | ZNF217 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias | ZABC1; ZNF217                                                                                                                 |
| Specie             | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)    | 7764                                                                                                                          |
| ID Gene            | 7764                                                                                                                          |
| Immunogeno         | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di ZNF217 umano (NP_006517.1). |
| Sorgente           | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria          | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione       | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Cross-Reattività   | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                           |
| SWISS              | 075362                                                                                                                        |
| Peso proteico      | 115kDa                                                                                                                        |
| Spedizione         | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |