

Controllo Isotipico Igg Di Coniglio

Numero articolo: CM0009472

introduzione

Il controllo isotipico IgG di coniglio è un anticorpo monoclonale coniugato ad , progettato come controllo isotipico per applicazioni di citofluorimetria (FC), garantendo una valutazione accurata del segnale di fondo nei test immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipico IgG di coniglio
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Sacchetto refrigerante