

Controllo Isotipico Igg Di Coniglio - Controllo Isotipico Igg Di Coniglio Monoclonale

Numero articolo: CM0008897

introduzione

Questo controllo isotipico IgG di coniglio monoclonale coniugato con è progettato per applicazioni di citometria a flusso e funge da controllo negativo affidabile per distinguere il legame anticorpale specifico da quello non specifico nell'analisi cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Controllo isotipico IgG di coniglio
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetizzato derivato dal controllo isotipico IgG di coniglio.
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Sacco di ghiaccio