

Controllo Isotipico Igg Di Coniglio - Controllo Isotipico Igg Di Coniglio

Numero articolo: CM0008880

introduzione

Il controllo isotipico IgG di coniglio è un anticorpo monoclonale proveniente da coniglio, progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Agisce come controllo negativo per valutare il legame non specifico e la colorazione di fondo negli immunodosaggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Controllo isotipico IgG di coniglio
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato dal controllo isotipico IgG di coniglio
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio