

Controllo Isotipico Igg Di Coniglio -

Numero articolo: CM0004379

introduzione

Il controllo isotipico IgG di coniglio è un anticorpo monoclonale per applicazioni di citometria a flusso (FC). Agisce come controllo negativo per differenziare il segnale di fondo aspecifico dalla colorazione specifica degli anticorpi. Adatto per uso nella ricerca e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Controllo isotipico IgG di coniglio
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato dal controllo isotipico IgG di coniglio
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Sacco di ghiaccio