

Rabif Anticorpo Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P47224

Numero articolo: CM0017642



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RABIF (MSS4, RASGRF3) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ruoli nel trasporto vescicolare tramite scambio di nucleotidi guaninici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RABIF Rabbit pAb
Note/Alias	MSS4; RASGASGFR3; RASGRF3; RABIF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5877
ID Gene	5877
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-123 di RABIF umano (NP_002862.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P47224
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio