

Mab Coniglio Anti-Rad51D Per Wb E Elisa - 075771

Numero articolo: CM0002111



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RAD51D (RAD51 homolog D) umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla riparazione del DNA e sulla ricombinazione omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Rad51D
Note/Alias	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5892
GeneID	5892
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di Rad51D umano (075771)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075771
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio