


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rad52 Per Wb, Elisa - P43351

Numero articolo: CM0005259



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Rad52 di alta qualità validato per Western blot ed ELISA. Specifico per Rad52 umano, coinvolto nella riparazione delle rotture a doppio filamento del DNA e nella ricombinazione. Ideale per la ricerca sul danno e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo monoclonale coniglio anti-Rad52                                                                                           |
| Note/Alias            | RAD52; Proteina di riparazione del DNA omologa RAD52; Rad52                                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                                               |
| GeneID (Umano)        | 5893                                                                                                                                |
| GeneID                | 5893                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 319-418 di Rad52 umano (P43351). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                               |
| SWISS                 | P43351                                                                                                                              |
| Peso Proteico         | 13kDa/15kDa/25kDa/46kDa                                                                                                             |
| Spedizione            | Sacca refrigerante                                                                                                                  |