

Anticorpo Policlonale Coniglio Rad54L Per Wb E Elisa - Q92698

Numero articolo: CM0020180

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio RAD54L validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla riparazione del DNA e sulla ricombinazione. Swiss-Prot: Q92698.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAD54L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HR54; hHR54; RAD54A; hRAD54; RAD54L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8438
GeneID	8438
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 648-747 di RAD54L umano (Q92698)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92698
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio