

Anticorpo Policlonale Rala Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P11233

Numero articolo: CM0015166



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RALA umano (proteina Ras-correlata Ral-A), validato per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione GTPasica, il traffico di membrana e la divisione cellulare. 24 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RALA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAL; HINCONS; RALA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 di RALA umano (NP_005393.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P11233
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca refrigerante