

Rangap1 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Numero articolo: CM0018092



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RanGAP1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Mira alla proteina 1 attivatrice della GTPasi Ran umana (UniProt P46060), un regolatore chiave del trasporto nucleare mediato da RAN. Ideale per la biologia cellulare e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RanGAP1 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 398-587 di RanGAP1 umano (NP_002874.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P46060
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio