

Rangap1 Coniglio Pab - P46060

Numero articolo: CM0030807



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RanGAP1 umano (SWISS: P46060). Convalidato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per studiare il trasporto nucleo-citoplasmatico e l'attivazione della GTPasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RanGAP1 Coniglio pAb
Note/Alias	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5905
GeneID	5905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 398-587 di RanGAP1 umano (NP_002874.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P46060
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio