

Anticorpo Policlonale Coniglio Raptor Per Wb, Elisa - Q8N122

Numero articolo: CM0019609



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Raptor umano (RPTOR), convalidato per WB ed ELISA. Riconosce Raptor umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione mTORC1 e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	Raptor Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Specie	Umano
GeneID	57521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 888-1013 di Raptor umano (NP_065812.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N122
Peso proteico	149kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio