

Rasgrp3 Coniglio Pab - Q8lv61

Numero articolo: CM0026375

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RASGRP3 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce RASGRP3 umano e murino, un GEF regolato da calcio/DAG per Ras e Rap1. Ideale per studi di segnalazione e sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RASGRP3 Coniglio pAb
Note/Alias	GRP3; RASGRP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25780
GeneID	25780
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-689 di RASGRP3 umano (NP_056191.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8lv61
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio