


Anticorpo Monoclonale Ratto Anti-Mouse Cd122 Per Citometria A Flusso - P16297

Numero articolo: CM0011489



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con , validato per citometria a flusso, specifico per il CD122 murino (IL-2R β). Ideale per la caratterizzazione delle cellule immunitarie e per studi di segnalazione in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Ratto anti-Mouse CD122 (mAb)
Note/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	3560
Gene ID (Topo)	16185
Immunogeno	Peptide sintetico derivato dal CD122 murino
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P16297
Peso Molecolare Proteina	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio